

Constant Bath 동점도 측정기

CANNON사는 동점도 시험을 위한 메뉴얼 항온수조를 공급하고 있습니다.
일반 동점도를 위한 CT Series와 저온 동점도를 위한 TE Series로 구분됩니다.
CT Series는 7개, TE Series는 2개 샘플에 대해 동시 측정이 가능합니다.
모터 구동식 교반기로 수조 내 온도 균일성을 보장합니다.



제품 사양	CT-500 / 518 / 600 with cooler	1000 / 1000HT / 2000	TE-1500 / 3000 (저온 타입)
제품 크기 (W x D x H, cm)	40.7 x 36.2 x 61.0	43.8 x 46.4 x 58.4	37.5 x 42.0 x 62.0
무게 (kg)	22kg(500/518), 25.6kg(600)	43kg	43.1kg
Bath height	12in(500/600), 18in(518)	12in	
Bath volume	17.0L (500/600), 23.8L(518)	17L	2.5L
온도 범위 & 정확도 (°C)	<CT-500/518> 20 to 100 ± 0.01 * 시험 온도가 40°C 이하이거나 주 변 온도가 높을 때 별도의 cooler 장 치 필요 <CT-600 with cooler> 10 to 100 ± 0.01	<CT-1000> 20 to 100 ± 0.01* 100 to 150 ± 0.03 <CT-1000HT> 25 to 100 ± 0.01* 100 to 200 ± 0.03 <CT-2000> 10 to 100 ± 0.01* 100 to 150 ± 0.03 * 시험 온도가 40°C 이하이거나 주 변 온도가 높을 때 별도의 cooler 장치 필요	<TE-1500> -30 to 10 ± 0.01 <TE-3000> -30 to 30 ± 0.01
운영 조건	15°C to 30°C, 10% to 75% relative humidity		
최대 샘플 처리량	7		2
적용 가능한 옵션 장치	TE Bath Cooler Pressure/Vacuum pump		

* 온도계, 유리점도관, 홀더, Bath 용액 별도 구매